

## Éprouvettes graduées **classe B** forme basse

**VERRE**  
borosilicaté 3.3

**Classe B**

- en verre borosilicaté 3.3
- conformes norme ISO 4788
- épaisseur de paroi uniforme
- base hexagonale
- graduation blanche



capacité	graduations	tolérance	dim. (Ø xh)	réf	Prix HT
10 ml	1 ml	±0,2 ml	Ø 21 x h90 mm	WG3090	les 2
25 ml	1 ml	±0,5 ml	Ø 25 x h115 mm	WG3091	les 2
50 ml	2 ml	±1 ml	Ø 29 x h145 mm	WG3092	les 2
100 ml	2 ml	±1 ml	Ø 39 x h165 mm	WG3093	les 2
250 ml	5 ml	±2 ml	Ø 54 x h195 mm	WG3094	les 2
500 ml	10 ml	±5 ml	Ø 65 x h250 mm	WG3095	les 2
1 litre	20 ml	±10 ml	Ø 85 x h285 mm	WG3096	l'unité
2 litres	50 ml	±20 ml	Ø 105 x h340 mm	WG3097	l'unité