

## Burettes classe AS avec robinet en verre

- VERRE**  
borosilicaté 3.3
- Classe AS**
- marquage  
circulaire bleu
- bande  
Schellbach



- en verre borosilicaté 3.3
- graduations circulaires bleues
- avec bande Schellbach
- avec robinet droit et clé en verre
- certificat de lot et de conformité

| capacité | Hauteur | graduations | tolérance | référence | Prix HT |
|----------|---------|-------------|-----------|-----------|---------|
| 10 ml    | 820 mm  | 0,02 ml     | ±0,02 ml  | WG3100    | les 2   |
| 25 ml    | 820 mm  | 0,05 ml     | ±0,03 ml  | WG3101    | les 2   |
| 50 ml    | 820 mm  | 0,1 ml      | ±0,05 ml  | WG3102    | les 2   |
| 100 ml   | 870 mm  | 0,2 ml      | ±0,1 ml   | WG3103    | les 2   |

## Burettes classe AS avec robinet en PTFE

- VERRE**  
borosilicaté 3.3
- Classe AS**
- marquage  
circulaire bleu
- bande  
Schellbach



- en verre borosilicaté 3.3
- graduations circulaires bleues
- avec bande Schellbach
- avec robinet droit et clé en PTFE
- certificat de lot et de conformité

| capacité | Hauteur | graduations | tolérance | référence | Prix HT |
|----------|---------|-------------|-----------|-----------|---------|
| 10 ml    | 820 mm  | 0,02 ml     | ±0,02 ml  | WG3110    | les 2   |
| 25 ml    | 820 mm  | 0,05 ml     | ±0,03 ml  | WG3111    | les 2   |
| 50 ml    | 820 mm  | 0,1 ml      | ±0,05 ml  | WG3112    | les 2   |

## Burettes classe AS avec robinet en verre, verre ambré

- VERRE**  
borosilicaté 3.3
- Classe AS**
- bande  
Schellbach



- en verre borosilicaté 3.3
- graduations circulaires blanches
- avec bande Schellbach
- avec robinet droit et clé en verre
- certificat de lot et de conformité

| capacité | Hauteur | graduations | tolérance | référence | Prix HT |
|----------|---------|-------------|-----------|-----------|---------|
| 10 ml    | 820 mm  | 0,02 ml     | ±0,02 ml  | WG3120    | les 2   |
| 25 ml    | 820 mm  | 0,05 ml     | ±0,03 ml  | WG3121    | les 2   |
| 50 ml    | 820 mm  | 0,1 ml      | ±0,05 ml  | WG3122    | les 2   |
| 100 ml   | 870 mm  | 0,2 ml      | ±0,1 ml   | WG3123    | les 2   |

## Burettes classe AS avec robinet en PTFE, verre ambré

- VERRE**  
borosilicaté 3.3
- Classe AS**
- bande  
Schellbach



- en verre borosilicaté 3.3
- graduations circulaires blanches
- avec bande Schellbach
- avec robinet droit et clé en PTFE
- certificat de lot et de conformité

| capacité | Hauteur | graduations | tolérance | référence | Prix HT |
|----------|---------|-------------|-----------|-----------|---------|
| 10 ml    | 820 mm  | 0,02 ml     | ±0,02 ml  | WG3130    | les 2   |
| 25 ml    | 820 mm  | 0,05 ml     | ±0,03 ml  | WG3131    | les 2   |
| 50 ml    | 820 mm  | 0,1 ml      | ±0,05 ml  | WG3132    | les 2   |
| 100 ml   | 870 mm  | 0,2 ml      | ±0,1 ml   | WG3133    | les 2   |