

Burettes classe B avec robinet en verre

VERRE
borosilicaté 3.3

Classe B



- en verre borosilicaté 3.3
- avec robinet droit en verre

capacité	hauteur	graduations	tolérance	référence	Prix HT
10 ml	820 mm	0,02 ml	±0,03 ml	WG3140	les 2
25 ml	820 mm	0,05 ml	±0,04 ml	WG3141	les 2
50 ml	820 mm	0,1 ml	±0,08 ml	WG3142	les 2
100 ml	870 mm	0,2 ml	±0,15 ml	WG3143	les 2

Microburettes classe AS avec robinet en verre

VERRE
borosilicaté 3.3

Classe AS

bande Schellbach



- en verre borosilicaté 3.3
- graduations circulaires
- avec bande Schellbach
- avec robinet droit et clé en verre
- certificat de lot et de conformité

capacité	hauteur	graduations	tolérance	référence	Prix HT
1 ml	475 mm	0,01 ml	±0,01 ml	WG3150	l'unité
2 ml	550 mm	0,01 ml	±0,01 ml	WG3151	l'unité
5 ml	700 mm	0,02 ml	±0,01 ml	WG3152	l'unité

Microburettes classe AS avec robinet en PTFE

VERRE
borosilicaté 3.3

Classe AS

bande Schellbach



- en verre borosilicaté 3.3
- graduations circulaires
- avec bande Schellbach
- avec robinet droit et clé en PTFE
- certificat de lot et de conformité

capacité	Hauteur	graduations	tolérance	référence	Prix HT
1 ml	475 mm	0,01 ml	±0,01 ml	WG3160	les 2
2 ml	550 mm	0,01 ml	±0,01 ml	WG3161	les 2
5 ml	700 mm	0,02 ml	±0,01 ml	WG3162	les 2
10 ml	781 mm	0,02 ml	±0,02 ml	WG3163	les 2