

## Burettes automatiques **classe AS** avec robinet verre

## Burettes automatiques **classe AS** avec robinet en PTFE

**VERRE**  
borosilicaté 3.3

**Classe AS**


bande  
**Schellbach**

**VERRE**  
borosilicaté 3.3


**Classe AS**

bande  
**Schellbach**

- en verre borosilicaté 3.3
- avec bande Schellbach
- robinet droit et clé en verre
- certificat de lot et de conformité



- en verre borosilicaté 3.3
- avec bande Schellbach
- robinet droit et clé en PTFE
- certificat de lot et de conformité



capacité	hauteur	graduations	tolérance	référence	Prix HT
10 ml	930 mm	0,02 ml	±0,02 ml	WG3170	l'unité
25 ml	930 mm	0,05 ml	±0,03 ml	WG3171	l'unité
50 ml	930 mm	0,1 ml	±0,05 ml	WG3172	l'unité

capacité	hauteur	graduations	tolérance	référence	Prix HT
10 ml	930 mm	0,02 ml	±0,02 ml	WG3180	l'unité
25 ml	930 mm	0,05 ml	±0,03 ml	WG3181	l'unité
50 ml	930 mm	0,1 ml	±0,05 ml	WG3182	l'unité