

## Ballons à fond rond, col étroit en verre borosilicaté

**VERRE**  
borosilicaté 3.3

- en verre borosilicaté
- avec rebord perlé
- épaisseur de paroi uniforme



capacité	col	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
50 ml	Ø 20 mm	Ø 43 x 100 mm	CT5300	les 12
100 ml	Ø 21 mm	Ø 65 x 120 mm	CT5301	les 12
150 ml	Ø 22 mm	Ø 76 x 145 mm	CT5302	les 12
250 ml	Ø 25 mm	Ø 88 x 165 mm	CT5303	les 8
500 ml	Ø 30 mm	Ø 110 x 210 mm	CT5304	les 6
1 litre	Ø 35 mm	Ø 140 x 260 mm	CT5305	les 6
2 litres	Ø 46 mm	Ø 175 x 305 mm	CT5306	l'unité
3 litres	Ø 50 mm	Ø 199 x 380 mm	CT5307	l'unité
5 litres	Ø 55 mm	Ø 135 x 415 mm	CT5308	l'unité
10 litres	Ø 65 mm	Ø 279 x 400 mm	CT5309	l'unité
20 litres	Ø 76 mm	Ø 345 x 400 mm	CT5310	l'unité

## Ballons à fond plat, col étroit en verre borosilicaté

**VERRE**  
borosilicaté 3.3

- en verre borosilicaté
- avec rebord perlé
- épaisseur de paroi uniforme



capacité	col	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
50 ml	Ø 22 mm	Ø 51 x 100 mm	CT5320	les 12
100 ml	Ø 22 mm	Ø 64 x 110 mm	CT5321	les 12
150 ml	Ø 22 mm	Ø 76 x 140 mm	CT5322	les 12
250 ml	Ø 34 mm	Ø 85 x 160 mm	CT5323	les 8
500 ml	Ø 34 mm	Ø 105 x 200 mm	CT5324	les 6
1 litre	Ø 42 mm	Ø 140 x 250 mm	CT5325	les 6
2 litres	Ø 50 mm	Ø 166 x 295 mm	CT5326	l'unité
3 litres	Ø 50 mm	Ø 185 x 330 mm	CT5327	l'unité
5 litres	Ø 50 mm	Ø 223 x 400 mm	CT5328	l'unité
10 litres	Ø 65 mm	Ø 280 x 400 mm	CT5329	l'unité