

Ballons à fond rond et col rodé en verre borosilicaté 3.3

capacité	col	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
25 ml	14/23	Ø 41 x 85 mm	WG3190	les 10
	19/26	Ø 41 x 85 mm	WG3191	les 10
50 ml	14/23	Ø 51 x 90 mm	WG3192	les 10
	19/26	Ø 51 x 90 mm	WG3193	les 10
	24/29	Ø 51 x 105 mm	WG3194	les 10
	29/32	Ø 51 x 105 mm	WG3195	les 10
100 ml	14/23	Ø 64 x 105 mm	WG3196	les 10
	19/26	Ø 64 x 105 mm	WG3197	les 10
	24/29	Ø 64 x 105 mm	WG3198	les 10
250 ml	29/32	Ø 64 x 105 mm	WG3199	les 10
	24/29	Ø 85 x 140 mm	WG3200	les 10
500 ml	29/32	Ø 85 x 140 mm	WG3201	les 10
	24/29	Ø 105 x 163 mm	WG3202	les 10
1 litre	29/32	Ø 105 x 163 mm	WG3203	les 10
	45/40	Ø 105 x 163 mm	WG3204	les 10
2 litres	24/29	Ø 131 x 200 mm	WG3205	les 10
	29/32	Ø 131 x 200 mm	WG3206	les 10
4 litres	45/40	Ø 131 x 200 mm	WG3207	les 10
	29/32	Ø 166 x 240 mm	WG3208	les 10
	45/40	Ø 166 x 240 mm	WG3209	les 10
	45/40	Ø 207 x 290 mm	WG3210	l'unité

VERRE
borosilicaté 3.3



- en verre borosilicaté 3.3
- col rodé

Ballons en forme de poire en verre borosilicaté 3.3

VERRE
borosilicaté 3.3



- en verre borosilicaté 3.3
- col rodé

capacité	col	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
10 ml	14/23	Ø 30x75mm	WG3220	les 10
25 ml	14/23	Ø 40x90mm	WG3221	les 10
50 ml	14/23	Ø 50x110mm	WG3222	les 10
100 ml	14/23	Ø 62x125mm	WG3223	les 10

Ballons à fond plat en verre borosilicaté 3.3

VERRE
borosilicaté 3.3



- en verre borosilicaté 3.3
- col rodé

capacité	col	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
50 ml	29/32	Ø 51 x 85 mm	WG3230	les 10
	19/26	Ø 64 x 103 mm	WG3231	les 10
100 ml	24/29	Ø 64 x 103 mm	WG3232	les 10
	29/32	Ø 64 x 103 mm	WG3233	les 10
250 ml	24/29	Ø 85 x 130 mm	WG3234	les 10
	29/32	Ø 85 x 130 mm	WG3235	les 10
500 ml	24/29	Ø 105 x 160 mm	WG3236	les 10
	29/32	Ø 105 x 160 mm	WG3237	les 10
1 litre	24/29	Ø 131 x 187 mm	WG3238	les 10
	29/32	Ø 131 x 187 mm	WG3239	les 10
2 litres	29/32	Ø 166 x 230 mm	WG3240	les 10