

## Ballons à fond rond cols rodés

**VERRE**  
borosilicaté 3.3

- en verre borosilicaté 3.3
- impression blanche
- cols rodés et brides



capacité	Ø ext. bride	vol. rempli jusqu'au bord	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
2 litres	138 mm	2610 ml	Ø 165x215mm	<b>WG3380</b>	l'unité
4 litres	138 mm	4660 ml	Ø 206x265mm	<b>WG3381</b>	l'unité
5 litres	158 mm		Ø 223x270 mm	<b>WG3382</b>	l'unité
6 litres	138 mm	6675 ml	Ø 236 x295mm	<b>WG3383</b>	l'unité
10 litres	138 mm	11720 ml	Ø 280 x 340mm	<b>WG3384</b>	l'unité
	184 mm		Ø 280x340 mm	<b>WG3385</b>	l'unité
20 litres	138 mm	21415 ml	Ø 350x410mm	<b>WG3386</b>	l'unité
	184 mm		Ø 350x410 mm	<b>WG3387</b>	l'unité