


Éprouvettes graduées **classe B** en verre borosilicaté 3.3

VERRE
borosilicaté 3.3

Classe B

graduations
imprimées



- avec bec verseur
- base hexagonale
- graduations imprimées

capacité	graduations	tolérance	hauteur	référence	Prix HT
5 ml	0,1 ml	±0,10 ml	110 mm	CT5330	
10 ml	0,2 ml	±0,25 ml	135 mm	CT5331	
25 ml	0,5 ml	±0,5 ml	160 mm	CT5332	
50 ml	1 ml	±0,5 ml	195 mm	CT5333	
100 ml	1 ml	±1,0 ml	250 mm	CT5334	
250 ml	2 ml	±2,0 ml	300 mm	CT5335	
500 ml	5 ml	±5,0 ml	350 mm	CT5336	
1000 ml	10 ml	±10,0 ml	430 mm	CT5337	
2000 ml	20 ml	±20,0 ml	500 mm	CT5338	

Éprouvettes graduées **classe B** en polypropylène

PLASTIQUE
polypropylène

Classe B

graduations
moulées



- avec bec verseur
- base hexagonale
- graduations moulées

capacité	graduations	tolérance	hauteur	référence	Prix HT
10 ml	0,2 ml	±0,2 ml	135 mm	CT5340	
25 ml	0,5 ml	±0,5 ml	160 mm	CT5341	
50 ml	1 ml	±1,0 ml	195 mm	CT5342	
100 ml	1 ml	±1,0 ml	250 mm	CT5343	
250 ml	2 ml	±2,0 ml	300 mm	CT5344	
500 ml	5 ml	±5,0 ml	350 mm	CT5345	
1000 ml	10 ml	±10,0 ml	430 mm	CT5346	

Eprouvettes en PFA

PLASTIQUE
PFA

BOLA



- translucide et non poreux
- conformes norme ISO 4788
- graduation
- bec et anneau de renfort.
- base hexagonale

capacité	dim. (Ø xh)	grad.	référence	Prix HT
50 ml	Ø 24 x h172 mm	1,0 ml	BA5680	
100 ml	Ø 30 x h202 mm	2,0 ml	BA5681	
250 ml	Ø 40 x h268 mm	2,5 ml	BA5682	
500 ml	Ø 53 x h308 mm	5,0 ml	BA5683	