

## Adaptateurs coudés avec raccordement au vide

VERRE  
borosilicaté 3.3



- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- deux joints rodés
- olive dévissable en matière plastique

filetage	Ø olives	rodage femelle	rodage mâle	référence	Prix HT
GL 14	8,6 mm	14/23	14/23	WG5580	l'unité
GL 14	8,6 mm	24/29	24/29	WG5581	l'unité
GL 14	8,6 mm	29/32	29/32	WG5582	l'unité

## Adaptateurs droits avec raccordement au vide

VERRE  
borosilicaté 3.3



- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- deux joints rodés
- olive dévissable en matière plastique

filetage	Ø olives	rodage femelle	rodage mâle	référence	Prix HT
GL 14	8,6 mm	14/23	14/23	WG5590	l'unité
GL 14	8,6 mm	24/29	24/29	WG5591	l'unité
GL 14	8,6 mm	29/32	29/32	WG5592	l'unité

## Allonges de recettes coudées

VERRE  
borosilicaté 3.3



- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- rodage femelle

rodage femelle	référence	Prix HT
14/23	WG5600	l'unité
24/29	WG5601	l'unité
29/32	WG5602	l'unité

## Tubes à dessécher courbés

VERRE  
borosilicaté 3.3



- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- joint rodé

rodage mâle	référence	Prix HT
14/23	WG5610	l'unité
19/26	WG5611	l'unité
24/29	WG5612	l'unité
29/32	WG5613	l'unité