

Adapteurs pour réduction
et expansion

VERRE
borosilicaté 3.3



- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- deux joints rodés

rodage femelle	rodage mâle	référence	Prix HT
14/23	19/26	WG5620	l'unité
14/23	24/29	WG5621	l'unité
14/23	29/32	WG5622	l'unité
19/26	14/23	WG5623	l'unité
19/26	24/29	WG5624	l'unité
19/26	29/32	WG5625	l'unité
24/29	14/23	WG5626	l'unité
24/29	19/26	WG5627	l'unité
24/29	29/32	WG5628	l'unité
29/32	14/23	WG5629	l'unité
29/32	19/26	WG5630	l'unité
29/32	24/29	WG5631	l'unité

Tubes de connexion

VERRE
borosilicaté 3.3



- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- joints mâles rodés
- angles à 90°

rodage mâle	référence	Prix HT
14/23	WG5640	l'unité
24/29	WG5641	l'unité
29/32	WG5642	l'unité

Tubes filetés
avec rodage mâle

VERRE
borosilicaté 3.3



- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- joints mâles rodés

filetage	longueur	rodage mâle	référence	Prix HT
GL 14	30 mm	14/23	WG5650	les 10
GL 14	35 mm	19/26	WG5651	les 10
GL 14	40 mm	24/29	WG5652	les 10
GL 14	40 mm	29/32	WG5653	les 10
GL 18	35 mm	14/23	WG5654	les 10
GL 18	35 mm	19/26	WG5655	les 10
GL 18	40 mm	24/29	WG5656	les 10
GL 18	40 mm	29/32	WG5657	les 10
GL 25	40 mm	19/26	WG5658	les 10
GL 25	40 mm	24/29	WG5659	les 10
GL 25	40 mm	29/32	WG5660	les 10
GL 32	50 mm	24/29	WG5661	les 10
GL 32	50 mm	29/32	WG5662	les 10