

# VERRERIE - VASES ET VERRES À EXPÉRIENCE


## Verres à expérience en verre graduations moulées



- base circulaire
- bec verseur

capacité	référence	Prix HT
60 ml	<b>TD4012</b>	
125 ml	<b>TD4014</b>	
250 ml	<b>TD4015</b>	
500 ml	<b>TD4016</b>	

## Verres à expérience en verre graduations ambrées



- base circulaire
- bec verseur

capacité	référence	Prix HT
20 ml	<b>GW6178</b>	
50 ml	<b>GW6179</b>	
100 ml	<b>GW6180</b>	
250 ml	<b>GW6181</b>	
1000 ml	<b>GW6183</b>	

## Verres à expérience en verre graduations bleues



- base circulaire
- bec verseur

capacité	référence	Prix HT
100 ml	<b>TD4022</b>	
250 ml	<b>TD4024</b>	
1000 ml	<b>TD4026</b>	

## Verres à expérience en verre graduations ambrées



- base circulaire
- forme conique
- bec verseur
- graduations ambrées imprimées
- épaisseur des parois uniforme

capacité	graduations	exactitude	hauteur	référence	Prix HT
5 ml	0,5 ml	0,3 ml	80 mm	<b>CT5350</b>	
10 ml	1 ml	0,5 ml	95 mm	<b>CT5351</b>	
20 ml	2 ml	0,6 ml	115 mm	<b>CT5352</b>	
50 ml	5 ml	1,0 ml	135 mm	<b>CT5353</b>	
100 ml	10 ml	1,5 ml	165 mm	<b>CT5354</b>	
250 ml	25 ml	3,0 ml	205 mm	<b>CT5355</b>	
500 ml	50 ml	6,0 ml	250 mm	<b>CT5356</b>	
1000 ml	50 ml	10,0 ml	310 mm	<b>CT5357</b>	