

Distributeur sur flacon Varispenser® 2 et 2x

► entièrement autoclavables, sans démontage

- distribution précise de volumes de 0,2 à 100 ml
- très bonne résistance aux produits chimiques
- valve rotative à 360°
- valve de sortie anti-fuites, sécurisée à bille lorsque la canule de distribution n'est pas montée
- tuyau d'aspiration télescopique ajustable en hauteur
- avec filetage GL 45 standard
- étanche, en PFA, empêchant la formation de cristaux de résidus de milieux
- fixation sur la glissière intérieure pour un réglage rapide du volume



Varispenser 2x

- valve de distribution retour supplémentaire qui empêche la perte de réactif pendant la ventilation



capuchon de la vanne de purge d'air dévissable pour faciliter le montage du tube de dessiccation

capacité	référence	Prix HT	référence	Prix HT	
		Varispenser® 2		Varispenser® 2x	
avec tube d'arrivée télescopique (125- 240 mm)					
0,2 - 2 ml	DP2001		DP2101		
0,5 - 5 ml	DP2002		DP2102		
1 - 10 ml	DP2003		DP2103		
avec tube d'arrivée télescopique (170- 330 mm)					
2,5 - 25 ml	DP2011		DP2111		
5 - 50 ml	DP2012		DP2112		
10 - 100 ml	DP2013		DP2113		

Canule de distribution


- en spirale



	référence	Prix HT
pour 2, 5 et 10 ml	DP2200	
pour 25, 50 et 100 ml	DP2210	

Vis de ventilation


- pour les microfiltres avec connecteur Luer
- en polypropylène, avec rondelle d'étanchéité PTFE



	référence	Prix HT
pour microfiltres avec rondelle pour Varispenser 2 et 2x	DP2300	
	DP2310	

Tube de dessiccation


- sans remplissage
- avec rondelle d'étanchéité PTFE



	référence	Prix HT
tube de dessiccation en PTFE	DP2900	

Adaptateurs de filetage

- en polypropylène, en ETFE ou en PTFE



	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT
	PP		ETFE		PTFE	
adaptateur GL 32 - GL 25	DP2600		DP2700		-	
adaptateur GL 32 - GL 27	DP2610		-		-	
adaptateur GL 32 - GL/S 28	DP2620		DP2720		-	
adaptateur GL 45 - GL 32	DP2630		DP2730		-	
adaptateur GL 45 - GL 38	DP2640		DP2740		-	
adaptateur GL 45 - S 40	DP2650		-		DP2850	

Tubes d'aspiration télescopique

- en FEP



	référence	Prix HT
70 - 140 mm, pour 2, 5, 10 ml	DP2900	
125 - 240 mm, pour 2, 5, 10 ml	DP2910	
195 - 350 mm, pour 2, 5, 10 ml	DP2920	
250 - 480 mm, pour 2, 5, 10 ml	DP2930	
250 - 480 mm, pour 25, 50, 100 ml	DP2940	
170 - 330 mm, pour 25, 50, 100 ml	DP2950	