

Multipette® M4



- multi-distributeur mécanique à déplacement positif
- molette de sélection de volume
- affichage numérique du volume de distribution
- compteur d'étapes de distribution effectuées
- distribution jusqu'à 100 fois avec une seule recharge
- reconnaissance automatique de pointes Combitips advanced
- 20 réglages de volume différents pour chaque taille de pointes Combitips advanced
- extinction automatique, rallumage automatique et mémoire des étapes de distribution

	référence	Prix HT
Multipette M4 - 1 canal		
1 pointe Combitips advanced 2,5 ml (verte) [2]	DP9501	
1 portoir pour pipettes [3]		
Kit de démarrage Multipette M4 - 1 canal		
pack d'assortiment Combitips advanced (1 pointe de chaque taille)	DP9511	
1 portoir pour pipettes 2, 1 µl - 10 ml		
accessoires		
Support de pipettes, pour carrousel de pipettes, de chargeur ou montage mural, bande adhésive incluse [1]	DP9521	
Batterie CR2032	DP9531	

Multipette® E3 et E3x

- distributeur électronique à déplacement positif
- molette de sélection de volume
- idéale pour la distribution répétitive de longues séries
- ajustage de la vitesse d'aspiration et de distribution
- éjecteur de pointe à un bouton
- élimine les calculs de volume chronophages
- distribution jusqu'à 100 fois avec une seule recharge
- reconnaissance automatique de pointes Combitips Advanced
- 20 réglages de volume différents pour chaque taille de pointes Combitips advanced
- extinction automatique, rallumage automatique et mémoire des étapes de distribution



	référence	Prix HT
Multipette E3 - 1 canal		
1 pack d'assortiment Combitips (1 pointe de chaque taille, 1 µl - 50 ml)	DP9601	
1 câble de chargement		
Multipette® E3 - 1 canal avec support chargeur		
1 pack d'assortiment Combitips (1 pointe de chaque taille, 1 µl - 50 ml)	DP9611	
1 câble de chargement		
Multipette E3x - 1 canal		
1 pack d'assortiment Combitips (1 pointe de chaque taille, 1 µl - 50 ml)	DP9701	
1 câble de chargement		
Multipette® E3x - 1 canal avec support chargeur		
1 pack d'assortiment Combitips (1 pointe de chaque taille, 1 µl - 50 ml)	DP9711	
1 câble de chargement		
accessoires		
Support de pipettes, pour carrousel ou support mural [1]	DP9621	
Batterie rechargeable Lithium-Ion	DP9631	
Bloc d'alimentation avec adaptateurs secteur, pour pipettes Eppendorf, multi-distributeur et support chargeur	DP9641	

Modes de fonctionnement

- distribution (Dis)
- distribution automatique (Ads) : pour la distribution répétitive de longues séries
- pipetage (Pip)

Modes de fonctionnement propres à la Micropipette E3x

- distribution séquentielle (Séq)
- aspiration (Asp)
- aspiration et distribution (A/D)
- Titration (Ttr)