

Capuchons filetés Premium DURAN®



- en PFA, avec joint en silicone revêtu de PTFE
- Sans colorant
- résistance chimique
- résistance de -196°C à +200°C

filetage	Ø	hauteur	couleur	référence	Prix HT
capuchon filetés					
GL45	Ø 51 mm	26 mm	incolore	WG1180	les 5
GL25	Ø 32 mm	22 mm	incolore	WG1181	les 5
bague de déversement					
GL45	-	4 mm	incolore	WG1190	les 5
Joint en silicone					
GL25	Ø 23,5 mm	3,1 mm	-	WG1200	les 5
GL45	Ø 43,1 mm	3,1 mm	-	WG1201	les 5


Capuchons avec bague d'invulnérabilité DURAN®



- en polypropylène
- disponible avec joint à lèvres ou joint en silicone revêtu de PTFE
- résistance jusqu'à +140°C

filetage	dím. (Øxh)	couleur	réf	Prix HT
joint à lèvres	GL45 Ø 66 x 38 mm	bleu-rouge	WG1210	les 10
joint en silicone	GL45 Ø 66 x 38 mm	bleu-jaune	WG1220	les 10

Capuchons de transfert acier inox, GL45, DURAN®



- en acier inoxydable, PBT et silicone
- disponible avec 2 ou 3 ports
- code de traçabilité
- résistance jusqu'à +180°C
- capuchons livrés sans joints, joints percés en option

filetage	Ø	hauteur	Connecteurs	réf	Prix HT
GL45	Ø 54 mm	137 mm	2 ports	WG1230	l'unité
GL45	Ø 54 mm	145 mm	3 ports	WG1231	l'unité
joint en silicone					
GL45	Ø 40,5 mm	3 mm	percé (Ø 27,5 mm)	WG1240	les 10

Capuchons coudés cannelés GL45 2 raccords de tube, DURAN®



- en polypropylène, EPDM
- résistance jusqu'à +140°C

filetage	Ø	réf	Prix HT
GL45	6 - 9 mm	WG1250	les 2