

Jointts toriques transparent



- en silicone VMQ
- résistance jusqu'à 200°C

bride	dim. (Øxh)	référence	Prix HT
DN 60	Ø75 x 4 mm	WG3410	les 5
DN 100	Ø110 x 4 mm	WG3411	les 5
DN 120	Ø133 x 4 mm	WG3412	les 5
DN 150	Ø157 x 5 mm	WG3413	les 5
DN 200	Ø215 x 5 mm	WG3414	les 5

Pinces pour couvercle de réacteur



- en acier inox
- Mécanisme de serrage facile à ajuster

bride	référence	Prix HT
DN 60	WG3420	l'unité
DN 100	WG3421	l'unité
DN 120	WG3422	l'unité
DN 150	WG3423	l'unité
DN 200	WG3424	l'unité

Dispositifs de fixation pour réacteurs



- en acier nickel-chrome

bride	référence	Prix HT
DN 100	WG3430	l'unité
DN 150	WG3431	l'unité